

Stroomschema diagnostiek Auto-immuun hemolytische anemie

* Bij zwakke IgG belading zet laagdrempeling een eluaat in ter confirmatie
 **Indien zwakke complement en sterke IgG belading dan wAIHA
 waarschijnlijker dan mixed AIHA
 ***4°C titer en/of 30°C onderzoek kan in cascade worden ingezet
 # panreactief panel

klinische verdenking AIHA
 Vaststellen belading erythrocyten
 Bepaal DAT
 minimaal uitgesplitst voor IgG en C3d

